

InnovaSkin
BEAUTY EQUIPMENT

LipoSlim

Il laser che aiuta a snellire il corpo.



Il Lipolaser è l'innovativa tecnologia estetica non invasiva che ti aiuta a ridurre le adiposità localizzate, tonificare i tessuti e rimodellare la silhouette in modo sicuro e indolore.

Grazie all'azione mirata dei laser a bassa frequenza, il trattamento stimola il rilascio dei grassi dalle cellule adipose, favorendone l'eliminazione naturale attraverso il sistema linfatico.

Il trattamento non doloroso che crea un effetto bio-stimolante nel tessuto adiposo per ridurre l'adipe in diverse zone del corpo senza intervento chirurgico.

Per facilitare l'eliminazione e moltiplicare gli effetti snellenti, rimodellanti ed elasticizzanti, il sistema Lipolaser può essere abbinato all'utilizzo della nostra tecnologia SlimPress Pressoterapia che permette il linfodrenaggio dei liquidi in eccesso e un'azione sinergica eccellente con effetti immediatamente visibili, sin dalla prima seduta.

RISULTATI VISIBILI

- **LIPOLISI**
- **MIGLIORAMENTO DELLA CELLULITE**
- **RIDUZIONE ADIPOSITÀ LOCALIZZATA**
- **DIMINUZIONE DELLA CIRCONFERENZA**
- **STIMOLAZIONE MICROCIRCOLO**
- **RICOMPATTAMENTO CUTANEO**
- **RIPRISTINO TONO MUSCOLARE**



SNELLIRE E TONIFICARE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

LipoSlim viene utilizzato per: Pancia, fianchi, glutei, cosce e braccia, adipe localizzato e ritenzione idrica.

In particolare, l'eccesso di grasso intorno al viso è trattato utilizzando dei pad appositamente progettati. **Un trattamento girovita di 20 minuti può ridurre da 0,5 a 1,5 cm**, mentre un protocollo completo di otto trattamenti spesso si traduce in perdita di più centimetri, continuare sempre con sedute di mantenimento, **naturalmente i risultati persistono solo se si esegue un'alimentazione corretta e praticando un po' di sport.**

La luce laser penetra la pelle a una specifica lunghezza d'onda (760nm) mirata per le cellule adipose. Trasforma i trigliceridi immagazzinati nelle cellule adipose in acidi grassi e glicerolo, e vengono rilasciati attraverso le membrane cellulari ed espulsi attraverso il ciclo metabolico.



PROGRAMMA PULSATO

Il programma Luce Pulsata è indicato per fianchi, addome, cosce, schiena e braccia. è indicato per persone moderatamente obese. Trattamento consigliato contro la cellulite fibrosa.



PROGRAMMA CONTINUO

Il programma a Luce Continua è indicato per la riduzione del grasso nelle persone altamente obese (tutto il corpo). Trattamento consigliato contro la cellulite sclerotica.



Specifiche tecniche

Tecnologia	Lipo Laser (soft)
Classe	II
Tipo	BF
Potenza	500W
Lunghezza d'onda	760nm
Potenza di uscita massima	10mW/cm2
Manipoli	10 pads
Display	8" Touch screen
Voltaggio	220V / 50Hz
Temperatura di lavoro	10° / 40° C
Peso	10Kg
Dimensioni	53*48*49cm

InnovaSkin

BEAUTY EQUIPMENT

innovaskinitalia.it
info@innovaskinitalia.it

La rappresentazione grafica dei prodotti (immagini, dati tecnici e descrizioni) è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa. I prodotti possono pertanto differire da quanto rappresentato. Le immagini visualizzate sono nella maggior parte dei casi fornite dai produttori, ed a questo proposito si informa che taluni prodotti possono differire dalla rappresentazione grafica a seguito di modifiche apportate dal produttore stesso. L'apparecchiatura deve essere usata solo ed esclusivamente presso locali e da personale specializzato ed autorizzato aventi i requisiti richiesti dalle normative vigenti. La formazione degli Operatori è a carico dell'acquirente. L'importatore / distributore non è responsabile della qualità dei trattamenti eseguiti e della loro efficacia. L'importatore, il distributore declinano ogni responsabilità civile e penale, amministrativa per un uso improprio della apparecchiatura.

